

MAGNUM XL PRO v.2012

MAGNETOTERAPIA

80 PROGRAMMI

16 Dolore – 20 Rehab - 18 Salute - 13 Rehab-Sport – 13 Estetica – 10 Memorizzabili

- **POTENZA GAUSS:** 500 Gauss di Picco (250 X 2 canali); 200 Gauss Medi (100 X 2 canali); Potenza regolabile con step di 5
- **DISPLAY:** un ampio e **RETROLLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare
- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **80 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **10 PROGRAMMI MEMORIZZABILI**
- **CANALI DI USCITA:** 2 canali
- **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V
- **DIFFUSORI in dotazione:** 2 in tessuto dimensione circa 30 x 10 cm. Tale speciale diffusore, brevettato, permette sia la sovrapposizione che l'opposizione di campo elettromagnetico
- **DIFFUSORI opzionali:** in gomma, sanitizzabile, dimensione 12,5 x 11,5 cm
- **APPLICAZIONI SPECIFICHE**
 AZIONE ANTI INVECCHIAMENTO TISSUTALE
 TRATTAMENTI PER PATOLOGIE VENOSE
 TRATTAMENTI DERMATOLOGICI
 TRATTAMENTI ORTOPEDICI
 TRATTAMENTI GINECOLOGICI
 TRATTAMENTI ZONA FACCIALE
 TRATTAMENTI MUSCOLARI
 TRATTAMENTI OSSEO-TENDINEI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti
 Intensità erogabile: 500 Gauss di picco totali; 100 Gauss di media per canale
 Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 5
 DutyCycle: 5-100% step di 5
 Alimentazione: rete a 220V
 Display RETROILLUMINATO grafico di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joystick
 Dispositivo in Classe II tipo BF
 Standard: EN 60601-1 EN60601-1-2 EN 60601-1-4
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE

DOTAZIONE

1 borsa
 2 diffusori Morbidi Flessibili e Estensibili (lunghezza min 30, max 40 x larghezza 10 cm cad.)
 1 unità magnetoterapia Magnum XL pro
 1 alimentatore
 1 manuale d'uso



GLOBUS

MAGNUM XL PRO v.2012

Elenco programmi

SALUTE

Dermatiti
Cicatizzazione ritardata
Piaghe e ulcere
Psoriasi
Lesioni nervose
Disturbi arteriosi
Formicolii - mani calde/fredde
Asma e bronchite
Disfunzioni Ginecologiche
Disturbi climaterici
Impotenza sessuale
Prostatite/m. Urogenitali
Disturbi geriatrici
Malattie del ricambio
M. Reumatiche degenerative e infiammatorie
Coliche addominali
Osteopatia
Rinite e sinusite

REHAB-SPORT

Borsite
Tendinite
Strappi muscolari
Ematomi
Contusioni
Distorsioni
Miositi
Atrofia muscolare
Distorsione caviglia
Meniscopatia ginocchio
Distorsioni ginocchio
Epicondilite e borsite del gomito
Periartrite scapolo-omeroale/lesioni spalla

ESTETICA

Drenaggio addome e arti superiori
Drenaggio cosce -glutei - fianchi
Cellulite addome e arti superiori
Cellulite cosce -glutei - fianchi
Stati edematosi
Trattamento gambe e piedi gonfi
Tratt. Riattivante

Tattamento tonificante tissutale
Acne
Cicatrici
Rughe facciali
Smagliature
Vene varicose

Sindrome di Reynaud
Osteoporosi
Torcicollo

DOLORE

Cefalea
Cefalea vasomotoria
Mal di testa-emicrania
Dolore colonna vertebrale
Lombalgia
Sciatalgia
Dolori pianta del piede
Nevralgia arti inf.
Dolore arto fantasma
Dolori intercostali
Dolori mestruali
Fuoco di Sant'Antonio
Gengivite - mal di denti - stomatite
Nevralgia del trigemio
Dolori muscolari
Sindrome di Ménière - vertigini

REHAB

Artrite
Artropatie acute
Artropatie degenerative
Artrosi
Artrosi cervicale
Artrosi ginocchio
Artrosi mano
Artrosi polso
Artrosi dita
Artrosi spalla - lussazioni
Artrosi lombare -dolori alla schiena
Artrosi anca
Fratture
Ritardo consolidazione fratture
Fratture a rischio di pseudoartrosi
Lussazioni
Algodistrofia (m. Sudek)



GLOBUS